



Canea COVID-19 Antigen Speichel Selbsttest

Häufig gestellte Fragen

FAQs

www.pharma-peter.de

Häufig gestellte Fragen

Hinweis / Information

In diesem Dokument werden häufig gestellte Fragen zum Speichel Selbsttest beantwortet. Hierdurch soll der Verwender einen schnellen Informationsüberblick erhalten. Das Dokument ersetzt nicht die im Testinhalt mitgelieferte Gebrauchsanweisung oder Kurzanleitung. Sofern Sie keine Gebrauchsanleitung vorliegen haben, können Sie diese auch über unsere Internetseite downloaden: <https://selbsttest-corona-kaufen.de/#>

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeine Fragen	S. 2
2. Bestandteile des Tests	S. 3
3. Haltbarkeit und Lagerung	S. 4
4. Durchführung	S. 4
5. Interpretation und Umgang mit dem Testergebnis	S. 6
6. Entsorgung des Tests	S. 6
7. Ansprechpartner	S. 6

1. Allgemeine Fragen

Welchen Verwendungszweck hat der Canea COVID-19 Antigen Speichel Selbsttest?

Der Canea COVID-19 Antigen Speichel Selbsttest soll in Verdachts- oder Vorsorgefällen Covid-19 Antigene anhand von Speichelproben detektieren. Ziel ist die schnelle Diagnose einer Covid-19 Infektion um die Ausbreitung des Coronavirus zu kontrollieren.

Was ist Covid-19?

Covid-19 ist eine Atemwegserkrankung, die durch das Coronavirus SARS-CoV2 verursacht wird. Das Virus wird hauptsächlich durch direkten Kontakt mit Sekreten oder durch Aerosole und Tröpfchen von Mensch zu Mensch übertragen.

Welche Symptome können durch eine Covid-19 Erkrankung entstehen?

Bei einer Covid-19 Erkrankung sind die typischen Symptome Fieber, Müdigkeit, Geruchs- und Geschmacksverlust, trockener Husten und Atembeschwerden. Im Falle der neuen Delta-Variante können häufiger eine laufende Nase, Schnupfen, Kopfschmerzen und eine raue Kehle auftreten.

Wann verwende ich den Canea Covid-19 Antigen Speichel Selbsttest?

Sie sollten den Test verwenden, wenn Sie Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, die typischen Symptome zeigen oder bevor Sie sich in Räumlichkeiten mit vielen Personen begeben, wie beim Friseur, in Geschäfte oder in Pflegeeinrichtungen etc.

Was sind die Vorteile des Canea Covid-19 Speichel Selbsttest?

Der Test ist einfach und angenehm selbstständig durchzuführen. Das Ergebnis erhalten Sie bereits nach 15 Minuten. Der Test erkennt auch Virusmutationen.

Erkennt der Canea Covid-19 Antigen Speichel Selbsttest auch Virusmutationen?

Ja, laut Hersteller erkennt der Test auch verschiedene Mutationen, wie die britische Variante (B.1.1.7, Alpha-Variante), die südafrikanische Variante (B.1.351, Beta-Variante) und die brasilianische Variante (P.1, Gamma-Variante).

Kann der Test auch bei unter 15-Jährigen, bzw. Kleinkindern verwendet werden?

Personen im Alter von 15 Jahre oder älter können den Test selbstständig durchführen. Wenn die zu testende Person jünger als 15 Jahre ist, sollte die Durchführung ein Erwachsener bzw. eine Begleitperson durchführen. Das BfArM erklärt, dass die sogenannten Lolli-Tests grundsätzlich auch bei Kleinkindern angewendet werden dürfen. Die Canea Pharma GmbH bestätigt eine Anwendung ab einem Alter von 0 Jahren.

Wie sollte der Test bei Kleinkindern durchgeführt werden.

Bei Kleinkindern sollte der Erwachsene dem Kind vorher erklären, was bei dem Test passiert. Der Stiel sollte festgehalten werden und das Kind muss darüber aufgeklärt werden, dass es nicht auf den Speichelsammler beißen darf. Sollte der Schwamm abfallen, muss das Kind diesen sofort ausspucken.

Eine detaillierte Anleitung zum Corona-Selbsttest bei Kindern finden Sie hier:

https://www.bfarm.de/SharedDocs/Downloads/DE/Medizinprodukte/Anleitung_Corona_Selbsttest_Kinder.pdf?__blob=publicationFile&v=1

2. Bestandteile des Tests

Welche Materialien enthält der Canea Covid-19 Antigen Speichel Selbsttest?

- Canea COVID-19 Antigen Speicheltest-Kassette
- Beipackzettel und Kurzanleitung in Deutsch
- Speichelsammler
- Extraktionsröhrchen
- Tropf-Aufsatz
- Probenaufbereitungslösung
- Probenständer (nur in der 10er Verpackung enthalten)

Wie sind die Testmaterialien verpackt?

Die Testmaterialien sind einzeln verpackt und vor Verunreinigungen sehr gut geschützt.

Was mache ich, wenn die Materialien in meinem Set nicht vollständig sind?

Wenn Sie feststellen, dass Ihnen Materialien fehlen, wenden Sie sich bitte an den Händler, die Apotheke oder die Bezugsquelle, von der Sie den Test erworben haben. Verwenden Sie keine Materialien von anderen Test-Kits als Ersatz.

3. Haltbarkeit und Lagerung

Wie lange ist der Canea Covid-19 Antigen Speichel Selbsttest haltbar?

Ab dem Tag der Produktion sind alle Materialien des Tests 24 Monate haltbar. Das Ablaufdatum finden Sie auf der unteren Seite der Umverpackung. Das Datum steht neben dem Symbol einer Sanduhr.

Was mache ich wenn das Haltbarkeitsdatum überschritten ist?

Bitte verwenden Sie den Test nicht mehr, wenn die Haltbarkeit überschritten wurde.

Kann ich den Test verwenden, wenn der versiegelte Beutel der Testkassette bereits geöffnet ist?

Bitte verwenden Sie die Testkassette nur dann wenn der versiegelte Beutel nicht beschädigt ist. Entsorgen Sie die Testkassette, wenn der Beutel bereits geöffnet oder beschädigt ist.

Was muss ich bei der Lagerung des Tests beachten?

Sie können das Test-Kit bei Raumtemperatur lagern. Achten Sie darauf, dass sich die Lager-Temperatur zwischen +2°C - + 30°C befindet. Benutzen Sie den Test nicht mehr wenn dieser über einen längeren Zeitraum in der Sonne gelegen hat. Bewahren Sie das Test-Kit außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

4. Durchführung

Bei welcher Temperatur sollte ich den Test durchführen?

Führen Sie den Test bei einer Raumtemperatur von +15°C - + 30°C durch.

Wie fasse ich den Speichelsammler richtig an?

Berühren Sie nicht den Schwamm, sondern nur den Plastikstiel des Speichelsammlers.

Wie tief muss ich den Speichelsammler in den Mund einführen?

Führen Sie den Speichelsammler 2-4 cm tief in den Mund ein. Der Schwamm sollte vollständig in die Mundhöhle eingeführt werden.

Was mache ich, wenn mein Schwamm nach etwa 1-2 Minuten noch nicht vollständig mit Speichel bzw. Probenmaterial gesättigt ist?

Wenn der Schwamm nach etwa 1-2 Minuten noch nicht vollständig mit Speichel gesättigt ist, verlängern Sie die Zeit individuell. Sie dürfen jedoch während des Tests nichts essen und trinken, um Ihren Speichelfluss anzuregen.

Was mache ich wenn mir der Speichelsammler auf den Boden gefallen ist?

Entsorgen Sie den Speichelsammler umgehend, waschen und desinfizieren Sie Ihre Hände erneut und verwenden Sie einen anderen Speichelsammler.

Muss ich den Test direkt nach der Probenentnahme durchführen?

Ja. Der Test sollte umgehend nach der Probenentnahme durchgeführt werden.

Kann ich den Test auch im Freien durchführen?

Sie sollten den Test nach Möglichkeit in einem geschlossenen Raum durchführen. Sie müssen sicherstellen, dass der Test windgeschützt und zwischen +15°C - + 30°C durchgeführt wird. Zudem müssen die Test-Oberflächen flach, trocken und sauber sein, um das Ergebnis nicht zu verfälschen.

Was mache ich wenn der Schwamm des Speichelsammlers im Mund abgefallen ist?

Verschlucken/aspiieren Sie diesen nicht und spucken Sie ihn sofort aus. Wenn das Problem bei einem weiteren Speichelsammler erneut auftritt informieren Sie bitte den Händler, die Apotheke oder die Bezugsquelle, von der Sie den Test erworben haben.

Was mache ich wenn ich den Schwamm des Speichelsammlers verschluckt habe?

Sollten Sie Probleme mit der Atmung bekommen, wenden Sie sich in diesem Fall umgehend an einen Notarzt (Ruf-Nr.112)! Wenn Sie den Schwamm nur verschluckt haben und die Atmung nicht beeinträchtigt ist, wenden Sie sich an Ihre Hausarztpraxis oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst. Folgen Sie den Anweisungen Ihrer Ärztin bzw. Ihres Arztes.

Was mache ich, wenn ich mehr als 3 Tropfen von der Probenaufbereitungslösung in die Vertiefung der Testkassette gegeben habe?

Achten Sie darauf, dass Sie maximal nur 3 Tropfen in die Vertiefung der Testkassette geben. Bei einer zu hohen Tropfenkonzentration könnte der Test beeinflusst werden. Verwenden Sie einen neuen Test.

Was mache ich, wenn ich das Probenmaterial im Extraktionsröhrchen ohne den Tropf-Aufsatz in die Vertiefung der Testkassette geschüttet habe?

Der Tropf-Aufsatz soll erstens sicherstellen, dass das Probenmaterial in Form von Tropfen genau dosiert werden kann. Zweitens dient der Aufsatz als Filter. Verwenden Sie einen neuen Test.

Was mache ich, wenn die Probenaufbereitungslösung Kontakt mit den Augen oder der Haut hatte?

Waschen Sie die entsprechende Stelle mit viel Wasser aus. Sollten Irritationen davongetragen werden, kontaktieren Sie umgehend Ihren Arzt.

Was mache ich, wenn das Extraktionsröhrchen mit dem Probenmaterial verschüttet wird?

Brechen Sie an dieser Stelle die Testung ab, säubern und desinfizieren Sie alle betroffenen Oberflächen und verwenden Sie einen neuen Test.

Kann ich statt der Probenaufbereitungslösung auch Wasser verwenden?

Nein. Der Test funktioniert ausschließlich mit der in dem Test-Kit enthaltenden Lösung. Sofern Sie keine Probenaufbereitungslösung mehr haben, verwenden Sie einen neuen Test.

Wie muss die Oberfläche beschaffen sein, auf der die Testkassette liegen muss?

Die Oberfläche muss flach, sauber und trocken sein. Achten Sie zudem darauf, dass die Oberfläche geschützt ist vor Sonnenlicht, Wind und Regen.

Kann das Testergebnis auch nach über 15 Minuten abgelesen werden?

Nein. Halten Sie sich an die Zeitangabe in der Gebrauchsanweisung. Die Testlinien könnten nach mehr als 15 Minuten nicht mehr eindeutig zu erkennen sein.

5. Interpretation und Umgang mit dem Testergebnis

Zur Interpretation des Testergebnisses vergleichen Sie bitte die Abbildungen in der Gebrauchsanleitung im Punkt „Interpretation der Ergebnisse“ mit dem Ergebnis, das in Ihrem Testfenster angezeigt wird.

Was muss ich machen wenn der Test positiv anzeigt?

Wenn im Testfenster Ihrer Testkassette ein positives Testergebnis angezeigt wird, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit eine akute Covid-19 Infektion. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt zu anderen Personen und wenden Sie sich umgehend an Ihren Arzt oder Ihr örtliches Gesundheitsamt. Die Ihnen hier auferlegten örtlichen Richtlinien zur Selbstisolation sind einzuhalten. Die Bestätigung des Testergebnisses durch eine andere Testmethode, wie dem PCR-Test, kann nach Rücksprache mit Ihrem Arzt oder dem örtlichen Gesundheitsamt erforderlich sein.

Wie verhalte ich mich richtig, wenn mein Testergebnis negativ ist?

Wenn im Testfenster Ihrer Testkassette ein negatives Ergebnis angezeigt wird, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit keine akute Covid-19 Infektion. Auch bei einem negativen Testergebnis müssen Sie sich weiterhin an die örtlichen Richtlinien der Schutzmaßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus halten. Sofern sich Symptome weiterhin beobachten lassen, sollten Sie den Test nach 1-2 Tagen wiederholen und/oder einen PCR-Test durchführen lassen.

Wie verhalte ich mich richtig, wenn mein Testergebnis ungültig ist?

Wenn im Testfenster Ihrer Testkassette ein ungültiges Ergebnis angezeigt wird, bedeutet das, dass der Test nicht richtig funktioniert hat. Möglicherweise wurden die Anweisungen nicht korrekt befolgt oder der Test ist fehlerhaft. Es wird empfohlen, den Test mit einem neuen Test-Kit zu wiederholen. Wenn das Problem weiterhin besteht, verwenden Sie das Produkt nicht mehr und wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder ein Covid-19 Testzentrum, um hier einen Test durchführen zu lassen. Informieren Sie zudem den Händler, bei dem Sie den Test erworben haben über das Problem.

6. Entsorgung des Tests

Wie verhalte ich mich bei der Entsorgung des Tests richtig?

Zu den erforderlichen, aber nicht mitgelieferten Materialien des Tests gehört eine Abfall-Plastiktüte, in die Sie alle benutzten Testmaterialien deponieren und diese zusammen mit dem Hausmüll entsorgen.

7. Ansprechpartner

Ich habe Fragen, die nicht in der Gebrauchsanweisung erklärt werden. An wen wende ich mich?

Sie erreichen uns werktags von 08:00 – 17:00 Uhr unter der Rufnummer 040/53718880 oder unter der Mailadresse: kundenservice@pharma-peter.de



Lieferumfang:

PZN 17305703: 1 Canea COVID-19 Antigen Speicheltest-Kassette, 1 Beipackzettel in Deutsch, 1 Speichelsammler, 1 Extraktionsröhrchen, 1 Tropf-Aufsatz, 1 Probenaufbereitungslösung,

PZN 17305726: 10 Canea COVID-19 Antigen Speicheltest-Kassette, 1 Beipackzettel in Deutsch, 10 Speichelentnahmestäbe, 10 Extraktionsröhrchen, 10 Tropf-Aufsätze, 10 Probenaufbereitungslösungen, 1 Röhrchenständer

Vertrieb:

Canea Pharma GmbH, Tarpenring 12, 22419 Hamburg